

# Contec NeutraKlean

## Detergente neutro e acqua purificata (EP)

Contec NeutraKlean è un detergente delicato e non schiumogeno, progettato per la pulizia delle camere bianche delle scienze naturali.

Dotato di un pH neutro (7pH +/-1) Contec NeutraKlean è il prodotto ideale per la pulizia non specifica richiesta dopo le operazioni di manutenzione e per rimuovere i residui di disinfettante e lo sporco generico.

Il prodotto è filtrato a 0,2 µm cappa a flusso laminare di classe A e confezionato in camera bianca di classe C. Il prodotto sterile è irradiato con raggi gamma a non meno di 25 kGy.

Il prodotto viene fornito con doppio involucro per facilitare il trasferimento nelle camere bianche farmaceutiche.

Fornito con spruzzatore a pistola per piccole aree o in flaconi da 1L e 5L chiusi con tappo a vite per quando sono richiesti grandi volumi. Lo spruzzatore con pistola da 1L è fornito con un sistema di protezione che preserva il contenuto durante l'uso.







Caratteristiche	Vantaggi
pH neutro dopo irradiazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adatto per l'uso in tutte le aree della camera bianca delicato sulle superfici</li> </ul>
Filtrato a 0,2 micron in flusso laminare di classe A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicura che il prodotto sia privo di particelle e altri contaminanti</li> </ul>
Azione detergente a bassa schiuma	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ideale per l'utilizzo sui pavimenti, pareti e banchi di lavoro</li> </ul>
Irradiato con raggi gamma	<ul style="list-style-type: none"> <li>Può essere usato nelle aree a contatto con il prodotto</li> </ul>
Basso contenuto di tensioattivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pochi residui e facili da rimuovere</li> </ul>
Spruzzatore a pistola impostabile a getto o a spray	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le grandi dimensioni delle goccioline riducono il rischio di inalazione e forniscono una buona copertura superficiale</li> </ul>
Spruzzatore a pistola con tecnologia di protezione "bag in bottle"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protegge il contenuto del flacone dalla contaminazione esterna durante l'uso</li> <li>I flaconi possono essere completamente svuotati eliminando gli sprechi quindi non c'è bisogno di gettare il prodotto inutilizzato durante il periodo di validità</li> </ul>
Confezionato con doppio involucro in polietilene a strappo lineare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ogni busta è semplice da aprire anche con indosso i guanti</li> <li>Facilita la disinfezione per trasferimento nelle camere bianche</li> </ul>

Per maggiori informazioni o per richiedere un campione,  
email: [infoeu@contecinc.com](mailto:infoeu@contecinc.com) o telefono: +33 (0) 2 97 43 76 98

Copyright© 2024 Contec, Inc. Tutti i diritti riservati. INT212 041124

## Specifiche di NeutraKlean

- 0.3% ossido di ammina in acqua purificata
- Pronto all'uso e con una validità di 2 anni
- Filtrato a 0.2 micron in una camera bianca di classe C
- Sterilizzato con raggi gamma a non meno di 25 kGy
- Spruzzatore a pistola con opzione getto o spray da 1L
- Contenitori da 1L e 5L e i tappi a vite per 5L (HDPE) 
- 1L tappi (PP) 
- Doppia busta in polietilene a strappo lineare (LDPE) 
- Imballati in scatole di cartone (PAP) 
- Certificati di analisi forniti con ogni lotto
- Completa documentazione di supporto disponibile su richiesta.

## Applicazione del Prodotto

Contec NeutraKlean è un detergente delicato e non schiumogeno, progettato per la pulizia delle camere bianche delle scienze naturali. Lo scopo della pulizia è ridurre la quantità di contaminazione da specie inerti, come polvere, sporco, sostanze oleose, a uno stato che sia visibilmente pulito nella camera bianca. L'uso di una sostanza che agisce sulla superficie (tensioattivo/detergente) aiuta a spezzare i legami delle particelle o dello sporco con la superficie, permettendo una più facile rimozione di queste specie. Quantità elevate di sporco o residui su una superficie avranno un effetto dannoso su qualsiasi disinfettante utilizzato.

E' subito pronto all'uso, può quindi essere utilizzato direttamente sulla superficie garantendo una copertura uniforme. Applicare sulla superficie per rimuovere i contaminanti usando un'appropriata salvietta o panno e utilizzando una tecnica di pulizia raccomandata per un controllo ottimale della contaminazione.

Codice	Descrizione	Formato	Imballo
SBT103NK	Contec Sterile NeutraKlean 1L con spruzzatore a pistola	1L	6 flaconi x cassa
SBC103NK	Contec Sterile NeutraKlean 1L con tappo a vite	1L	6 flaconi x cassa
SBC503NK	Contec Sterile NeutraKlean 5L con tappo a vite	5L	2 flaconi x cassa
FBT103NK	Contec NeutraKlean 1L con spruzzatore a pistola	1L	6 flaconi x cassa
FBC103NK	Contec NeutraKlean 1L con tappo a vite	1L	6 flaconi x cassa
FBC503NK	Contec NeutraKlean 5L con tappo a vite	5L	2 flaconi x cassa

## Chiave riciclo

